



PRODUCTOS MÉDICOS

EQUIPAMIENTO

MÉDICO





ÍNDICE

- 1 Carros
- 2 Cestas
- 3 Aspirador Quirúrgico
- 4 Protector Barandilla
- 5 Biombo
- 6 Accesorios
Silla de Ruedas
- 7 Tabla Transglide

Carro Soport

REF: 10017101

Carro Soport con chasis cromado.
Soporte bolsa con tapa y bandeja de polipropileno con pedal.
4 ruedas de 75mm de diámetro (una de ellas con freno).
Medidas: 51 x 50 x 97cm



Carro Soport

REF: 10017102

Carro soport con chasis cromado.
Soporte bolsa doble-
Tapas abatibles y bandejas inferiores de polipropileno con pedal
4 ruedas de 75mm de diámetro (una de ellas con freno).
Medidas: 101 x 50 x 97cm



Cesta Esterilizador de Vapor

REF: 10018601 / 10018602



Cesta para esterilizador de vapor de varilla en acero inoxidable con asas.

Cestas apilables.

2 tamaños diferentes:

Dimensiones:

REF 10018601: 570 x 300 x 150mm

REF 10018602: 570 x 300 x 200mm

Cesta con Soporte

REF: 10020501


Cesta metálica con soporte.

Marco de la cesta, con varilla de 5mm.

Malla de la cesta tanto en el fondo como en los laterales de 40 x 30 x 25mm con al. de 2,5mm

Soporte para enganchar la barra y pieza para apoyar en la pared, todo con alambre de 5mm.

Todo en acero inoxidable, acabado electropulido brillante.

**Cesta con rejas Metálicas**

Cesta con rejas metálicas y soporte.

Dimensiones: 25 x 11 x 7 cm

¡Medidas customizables!

Aspirador Quirúrgico

REF: 10018501



Aspirador quirúrgico H-50 con un frasco recolector.

Diseño compacto (chasis en ABS de alta resistencia reforzado con aluminio) sobre cuatro ruedas de 80mm de diámetro (una antiestática y dos con freno).

Bomba de vacío tipo pistón de larga duración y libre de aceite. No requiere mantenimiento.

1 frasco recolector de policarbonato (4L - escala hasta 3500ml), con válvula de seguridad para prevenir el sobrellenado y esterilizables en autoclave a 121°C.

Filtro de bacterias hidrofóbico, fabricado en PTFE. Garantiza la retención de partículas con una eficacia del 99% y bacterias del 99,99%.

Botón On/Off.

Mando de regulación de vacío preciso y estable.

Vacuómetro de precisión de alto vacío (0-100kPa / 0-760mmHg) de gran visibilidad (67mm diámetro).

Alojamiento para cable eléctrico de 3m.

Protector Barandilla

REF: 10016901



Protector acolchado para Barandilla que protege al paciente de golpes. Impide sacar brazos y piernas entre las barras.

Fabricado con espuma de alta densidad y funda de poliuretano lavable.

Nuevo sistema de colocación/ extracción rápida mediante velcros que además impide que el protector rote sobre la barandilla.

Dimensiones: 140 x 35 x 3 cm.

Biombo

REF: 10019101



Biombo de tres módulos.
Medidas de cada módulo;
147 x 74 cm

Soporte Bombonas

REF: 10014402

Soporte de Bombonas para Silla de Ruedas Breezy.



Reposapiés Completo

REF Completo: 10014402

REF Individual: 10016301



Reposapiés completo para silla de ruedas Breezy 250/300.

Tabla Transglide

REF: 10016001

La tabla Transglide es de gran ayuda en hospitales, residencias de ancianos y en cualquier lugar donde sea necesario mover a un paciente donde la diferencia de altura sea de hasta 15 cm.

Esta placa también se puede utilizar cuando se toman rayos X de pacientes con cáncer en el Departamento de Oncología.

Es muy ligero y está hecho de material resistente e irrompible (HDPE), ecológica y toxicológicamente. Es radiotransparente, fácil de limpiar y resistente a los ácidos. La tabla está provista de tiras antideslizantes en la parte posterior que evitan que se deslice de la cama.





Devimetrix S.L.
Álaba 51, Planta 1 Local 3A
08005 Barcelona (ESPAÑA)

**Para realizar cualquier pedido o
recibir información adicional,
no dude en ponerse en contacto:**

+34 935 51 14 95
info@kiversal.com

www.kiversal.com

